

# INSTRUCTIONS POUR UN EXAMEN BMR (SARM incl.)

Ce paquet contient le matériel pour l'examen des BMR (bactéries multirésistantes aux antibiotiques) et de la bactérie SARM.

## Contenu du paquet

- 5 kits de prélèvement avec un coton-tige et un tube rempli de milieu de culture
- Un sachet de sécurité (sachet plastique avec du ruban adhésif sur le côté supérieur)
- Un emballage blister (boîte en plastique)
- Une enveloppe de retour avec une fermeture éclair ou une boîte de retour
- Dépliant d'information « Examen relatif au SARM et à d'autres BMR »
- 5 étiquettes avec lieu de prélèvement
- 1 formulaire de demande (vert) pour l'examen microbiologique

## Prélèvement avec les cotons-tiges

1. Ouvrez l'emballage et retirez le tube.
2. Retirez le coton-tige. **Tenez le coton-tige par le haut pour prélever l'échantillon et pas en bas du point de rupture de couleur.** Retirez le matériel conformément au schéma repris ci-dessous.

SARM	Nez	Faites passer un coton-tige contre les parois de vos <u>deux</u> narines en effectuant des mouvements circulaires fermes
SARM	Gorge	Faites passer un coton-tige à l'arrière de la gorge le long de la paroi de la gorge, à hauteur des amygdales.
SARM	Périnée	Faites passer un coton-tige sur la peau située entre l'anus et l'organe génital
SARM / BMR	Plaie	Faites passer un coton-tige sur la plaie
BMR	Rectum	Faites passer un coton-tige dans votre anus ou insérez votre coton-tige dans vos excréments <i>Le coton-tige doit être coloré</i>

3. Ouvrez le tube et placez-y le coton-tige.
4. Brisez le coton-tige au niveau du point de rupture coloré.
5. Vissez le bouchon sur le tube. Serrez bien le bouchon pour éviter tout écoulement.
6. Écrivez sur tous les tubes les informations suivantes : votre nom, votre date de naissance et la date de prélèvement.
7. Collez l'étiquette qui indique le lieu de prélèvement du coton-tige sur le tube en dessous de ces informations.

## Compléter le formulaire de demande pour l'examen microbiologique

- Informations sur le patient (nom, date de naissance, adresse).
- Date de prélèvement.
- En cas de blessure, cochez la case « blessure » dans la rubrique « Matériel supplémentaire » et indiquez l'emplacement de la blessure.

## Marche à suivre pour la livraison des cotons-tiges avec le formulaire de demande

- Placez les cotons-tiges dans l'emballage blister (boîte en plastique) et fermez-le méticuleusement.
- Placez le blister rempli dans le sachet de sécurité et fermez-le avec le ruban adhésif (enlever les bandes blanches, appuyez sur l'avant et l'arrière).
- Placez le sachet de sécurité et le formulaire de demande dans l'enveloppe de retour ou la boîte de retour.
- Fermez l'enveloppe de retour avec la fermeture éclair.
- Repliez la boîte de retour, utilisez du ruban adhésif en cas de besoin.

## Vous pouvez livrer l'enveloppe de retour ou la boîte de retour de l'une des façons suivantes :

- Par la poste (timbre non nécessaire) ou
- Livraison au guichet du service de prélèvement sanguin des différents emplacements de l'hôpital Albert Schweitzer ou
- Directement au RLM. (Adresse : RLM Dordrecht, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht)

Manuel de qualité sur la prévention des infections WI.0021-BYL001; version 7; 4 mars 2024; VALABLE jusqu'au 04-03-2027