

# albert schweitzer

## تعليمات من أجل فحص BRMO (بما فيها MRSA)

تجد في هذه الحزمة مواد من أجل فحص بخصوص BRMO (الكائنات الدقيقة الاستثنائية المقاومة) وبكتيريا MRSA.

### محتوى الحزمة

- 5 أطقم سحب تتألف من عود قطني وقنبينة صغيرة مملوءة بمادة تخمير.
- كيس آمن (كيس بلاستيكي مع شريط لاصق في الجهة العليا)
- علبة مغلقة (صندوق بلاستيكي)
- مظروف إرجاع فيه سحاب أو علبة إرجاع
- منشور المعلومات "فحص بخصوص MRSA و BRMO الأخرى"
- 5 لصقات بمكان الأخذ
- استمارة طلب واحدة (خضراء اللون) من أجل فحص الكائنات الدقيقة

### الأخذ بواسطة الأعواد القطنية

1. افتح المغلف وأخرج القنبينة.
2. أخرج العود القطني **أمسك العود القطني من الأعلى** لأخذ العينة وليس من أسفل نقطة الكسر الملونة. خذ المادة بحسب الجدول أدناه

MRSA	الأنف	أمسح بالعود القطني عن طريق حركات تدوير على الجهة الداخلية لكلا فتحتي الأنف.
MRSA	الحلق	امسح بالعود القطني الجهة الخلفية من الحلق على جدار الحلق بمستوى اللوزتين
MRSA	العجان	امسح بالعود القطني على الجلد ما بين الشرج والعضو التناسلي
MRSA BRMO	الجرح	امسح بالعود القطني على الجرح
BRMO	المستقيم	أدخل العود القطني في الشرج أو امسح بالعود القطني البراز. يجب أن يتلون العود القطني

3. افتح القنبينة وأدخل العود القطني فيها.
4. اكسر العود القطني من نقطة الكسر الملونة.
5. أغلق القنبينة بالتدوير. أغلق الغطاء بإحكام لمنع التسريب.
6. اكتب على جميع القناني: اسمك وتاريخ ميلادك وتاريخ الأخذ.
7. الصق اللصقة على القنبينة تحت هذه البيانات مع كتابة المكان الذي تم فيه الأخذ.

### ملء استمارة طلب واحدة (خضراء اللون) من أجل فحص الكائنات الدقيقة

- بيانات المريض (الاسم، تاريخ الميلاد، العنوان).
- تاريخ الأخذ
- عند وجود جرح، ضع علامة X تحت العنوان "Extra materialen" واذكر مكان الجرح.

### الإنهاء لتسليم الأعواد القطنية مع استمارة الطلب

- ضع الأعواد القطنية في العلبة البلاستيكية واضغط بقوة لإغلاقها.
- ضع العلبة البلاستيكية في الكيس الأمن وأغلقه باستخدام الشريط اللاصق (اسحب القطعة البيضاء واضغط على الجهة الأمامية والخلفية).
- ضع الكيس الأمن واستمارة الطلب في مظروف الإرجاع أو علبة الإرجاع.
- أغلق مظروف الإرجاع بواسطة السحاب.
- اطوي علبة الإرجاع لإغلاقها، استخدم شريطا لاصقا عند الحاجة.

يمكنك تسليم مظروف الإرجاع أو علبة الإرجاع بإحدى الطرق التالية:

- عن طريق البريد (لا حاجة لطابع بريدي) أو
- التسليم لدى مكتب قسم سحب الدم لمختلف مواقع مستشفى البرت شوايتزر أو
- الجلب مباشرة إلى RLM. (العنوان: RLM Dordrecht, Albert Schweitzerplaats 25, RLM Dordrecht 3318 AT)